

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

DEMINERALIZOVANA VODA

DEMINERALIZOVANA VODA se dobija postupkom uklanjanja anjona i katjona iz sirove vode propuštanjem vode kroz jake jonske izmenjivače.

NIVO KVALITETA: HF-SP 101

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	TIPIČNE VREDNOSTI	METODA
Izgled na 20°C	-	bistro	vizuelno
pH vrednost na 25°C		5.0-7.5	SRPS ISO 4316
Električna provodljivost, 25°C	µS/cm	max 5	HF-LB 101
Ukupna tvrdoća vode	°d	max 0.1	HF-LB 102
Ostatak nakon isparavanja na 110°C	mg/kg	max 2	-
Sadržaj Na	µg/L	max 50	ASTM D 4191

DEMINERALIZOVANA VODA se primenjuje za rashladne sisteme motora, mašina i uređaja u industriji i domaćinstvima. Koristi se i kao sirovina za proizvodnju hemijskih proizvoda, sredstvo za rastvaranje, pranje, ispiranje i slično.

Ne stvara naslage i kamenac na metalnim i drugim površinama u kontaktu.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L i 6 L,
- Plastični kanisteri od 10L i 20L,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809