



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

ARMS CLEANER

Sredstvo za čišćenje naoružanja

ARMS CLEANER je sredstvo za čišćenje cevi oružja svih kalibara. Efikasno čisti oružje od ostataka baruta i drugih štetnih materija u cevi. Neutrališe kisele ostatke olova, bakra i tombaka. Skida nečistoće sa vlažnih i zaprljanih spoljnih površina oružja i drugih metalnih površina. Uklanja čađ i garež.

ARMS CLEANER olakšava demontažu veoma zaprljanih metalnih sklopova i neutrališe otiske prstiju i druga fina zapljanja. Može se primenjivati i na vrlo niskim temperaturama.

NIVO KVALITETA **ISO L-REE**
SORS 7200
MIL-C-372 C
HF-SP 278

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	Vizuelno	Bistro, homogeno
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	0,880
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2719	Min. 60
Sposobnost uklanjanja proizvoda raspadanja kapsli, h	MIL-C-372 C t. 4.11.1.4	Min. 120
Pokretljivost na niskim temp. bez lepljenja	MIL-C-372 C	-55
Vlažna komora, h	ASTM S 1748	Min. 200

ARMS CLEANER se primenjuje nakon što se cev prethodno mehanički očisti od većih i slabo vezanih naslaga. Nakon toga se nanosi na površinu cevi odgovarajućim priborom, ili nalivanjem na usta cevi. Sačeka se 10 minuta i onda uklanja višak sredstva iz cevi čišćenjem do punog sjaja. Sredstvo privremeno štiti cev od korozije, ali za produženu antikorozinu zaštitu treba naneti odgovarajuće antikorozijsko ulje.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 1L, 10L i 20L
- Bačve od 170 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809