

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOCLEANER

Sredstva za odmašćivanje na hladno

HEMOCLEANER su tečnosti niskog viskoziteta, neutralnog mirisa, na bazi nižih naftnih frakcija tipa alifatičnih i izo parafina, sa minimalnim sadržajem aromatičnih uglovdonika. Proizvodi nisu rastvorljivi u vodi, a sa vlažnih površina potiskuju vlagu.

HEMOCLEANER sredstva su namenjena za odmašćivanje delova pri remontu i održavanju, a posebno za uklanjanje zaprljanja naftnog porekla. Pogodna su za odmašćivanje metalnih delova nakon obrade sa reznim uljima, ili za odstranjivanje uljnog antikorozijskog filma. Mogu se primeniti kao sredstva za istiskivanje vode sa metalnih delova, koji su prethodno tretirani vodenim rastvorima, odnosno primenjuju se kao sredstva za hladno sušenje.

PREDNOSTI:

- Relativno visoke tačke paljenja; neutralan miris
- Istiskuju vodu sa vlažnih metalnih predmeta
- Ne sadrže hlorovane uglovdonike
- Na tretiranim površinama ne ostavljaju fleke i mrlje
- Potpuno otparavaju sa tretiranih površina

NIVO KVALITETA:

HF-SP-104**HF-SP-105**

KARAKTERISTIKE	Metoda	Tipične vrednosti HEMOCLEANER 60	Tipične vrednosti HEMOCLEANER 80
Izgled	Vizuelno	Bistra tečnost	Bistra tečnost
Gustina na 15°C, g/cm ³	SRPS EN ISO 3675	0,770-0,800	0,790-0,805
Kinem. viskoz. na 40°C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	-	Tip. 1,6
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2719	Min.60	Min.80
Delovanje na bakar	SRPS EN ISO 2160	Ne deluje	Ne deluje

Skladištenje i rukovanje

Proizvod čuvati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija i bez direktnog izlaganju suncu. Ambalaža mora biti dobro zatvorena. Mere za bezbedno rukovanje su date u bezbednosnom listu za ovaj proizvod.

PAKOVANJE:

Plastične kante 10 L i 20 L, limene bačve 165 kg, IBC kontejneri 1000 L.

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809