

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOSKIN DWR 50

Sredstvo za odmašćivanje i istiskivanje vode

HEMOSKIN DWR 50 je sredstvo za odmašćivanje i uklanjanje vode sa metalnih pozicija, nakon mašinske obrade. Efikasno uklanja sredstva za hlađenje i podmazivanje koja se koriste u procesu obrade metala. Posebno je efikasan kod ispoliranih površina, kod kojih treba sprečiti stvaranje vodenih fleka. Nakon tretiranja otparava i na površinama ne ostavlja vidljiv film.

HEMOSKIN DWR 50 je naročito pogodan u situacijama gde nije moguće, ili nije isplativo, obaviti sušenje površina grejanjem. Veoma je stabilan na uticaj alkalnih i kiselih komponenti i elektrolita. Pozicije koje treba odmastiti, ili sa kojih treba ukoniti vodu se potapaju, prskaju, ili tretiraju ručno (četke ili krpe). Najefikasniji način primene je potapanjem.

NIVO KVALITETA

HF-SP-268

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	METODE	Tipične vrednosti
Izgled	-	vizuelno	bistro - homogeno
Gustina na 20°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	tip. 0,775
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	min. 80
Sadržaj neisparljivih materija	%	MIL C 16173D	0
Vreme sušenja	min	-	15

HEMOSKIN DWR 50 ne sadrži hlorovane ugljovodonike. Koristi se na hladno i ne sme se nanositi na zagrejane površine.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko hemojske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809