



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOCIRKOL 2

Cirkulaciono ulje

HEMOCIRKOL 2 je ulje koje se primenjuju za cirkulaciono podmazivanje mašinskih sklopova kod kojih nisu izražena visoka opterećenja, ali jesu velike brzine.

HEMOCIRKOL 2 poseduje visoku oksidacionu stabilnost, čime je sprečena brza oksidacija i ugušćivanje ulja tokom eksploatacije. Odlična antikorozijska svojstva ulja štite metalne površine od korozije, a takođe poseduje i osobine brzog i efikasnog odvajanja prodrle vode i vazduha u tribološki sistem.

NIVO KVALITETA: *SPRS ISO 6743-4*

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNO
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	0,820
Kinematička viskoznost na 40 °C	SRPS ISO 3104	2,1
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	75
Tačka stinjavanja, °C	ISO 3016	-35

HEMOCIRKOL 2 se preporučuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, brzohodnih vretena, centrifuga, alatnih mašina i mašina u tekstilnoj industriji.

Takođe se može koristiti i za štancovanje tankih materijala:

- ✓ tankih čeličnih traka (0,1–0,4 mm)
- ✓ aluminijumskih folija i tankih limova
- ✓ bakarnih, mesinganih i bronzanih tankih materijala

Zbog niskog viskoziteta ulje poseduje odličnu sposobnost brzog oticanja, ne ostavlja skoro nikakav trag posle štancovanja. U praksi se često koristi kao zamena za komercijalna „stamping oil – extra light“ ulja.

HEMOCIRKOL 2 se takođe preporučuje kod lakog povlačenja bakarnih, aluminijumskih i čeličnih žica malog prečnika.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809